

FASZIEN TOOLS

PROFESSIONELLE WERKZEUGE
FÜR DIE MOBILISIERUNG VON WEICHGEWEBE



DIACARE & FASZIEN TOOLS

Die Tecar-Therapie ist eine Technologie, die in der Physiotherapie immer häufiger eingesetzt wird. Sie ist ein effektives Instrument für jeden Therapeuten, der hervorragende Behandlungsergebnisse erzielen möchte.

GLOBUS hat die **TECAR DiaCaRe** Technologie jetzt mit der IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) kombiniert, um die Vorteile dieser beiden außergewöhnlichen Therapieformen zu kombinieren.

Die **GLOBUS FASZIEN TOOLS** sind spezielle ergonomische Hilfsmittel zur Mobilisierung und Behandlung aller Weichteilerkrankungen.

SIE KÖNNEN

- FASZIALE BESCHRÄNKUNGEN UND FIBROTISCHE ADHÄSIONEN BESEITIGEN
- FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT STEIGERN
- SCHMERZEN UND MUSKELSTEIFHEIT REDUZIEREN
- BLUTKREISLAUF UND BLUTFLUSS VERBESSERN
- VERBESSERUNG DER MUSKELREKRUTIERUNG UND MOT. KONTROLLE



**DiaBlade
Large**



**DiaBlade
Small**



DiaTriggerPoint



DiaSpine

IDEAL FÜR DIE BEHANDLUNG VON

- Tendinitis
- Lumbago
- Cervicalgien
- Trigger Finger
- Plantarfasziitis
- Bänderverletzungen
- Epicondylitis, Epitrochleitis
- De Quervain Syndrom
- Narben nach der Operation
- Posttraumatische Narben
- Muskel-Skelett-Disbalancen
- Karpaltunnel Syndrom
- Iliotibiales Band-Syndrom

WAS SIND **FASZIEN**?


Die Faszien sind ein außergewöhnliches Netz aus Bindegewebe, die den gesamten menschlichen Körper ohne Unterbrechung umhüllen.

Sie trennen und verbinden gleichzeitig Muskeln, Knochen, Sehnen, Nerven, Gefäße und Organe miteinander.

Faszien sind das einzige anatomische Element, das alle Organe und Apparate unseres Körpers zusammenbringt und in Beziehung setzt.

Sie sind reich an Rezeptoren, die ihnen eine grundlegende Rolle bei der Steuerung von Haltung und Bewegung geben.

Faszien sind an den meisten Erkrankungen des Bewegungsapparates beteiligt. Aus diesem Grund ist es wichtig, ihre Physiologie, Anatomie und aktuellste Behandlungstechniken zu kennen.



WIE **FASZIEN TOOLS** FUNKTIONIEREN

Die **TECAR DiaCaRe**-Technologie ermöglicht eine optimale Vorbereitung von Geweben im kapazitiven, resistiven oder freihändigen Modus. Dadurch kann die Sauerstoffversorgung, die Vaskularisierung und die Verringerung der Viskosität durch Erhöhung der lokalen Temperatur verbessert werden. Dank 4 spezifischer **FASZIEN TOOLS**, die an das Gerät angeschlossen werden, kann das Gewebe manipuliert und restrukturiert werden.

Die therapeutischen Wirkungen des durch das **TECAR DiaCaRe** Gerät erzeugten Stroms, potenzieren die positiven Effekte.

VORTEILE VERGLICHEN MIT **IASTM** ALLEIN

- SCHMERZFREIE ANWENDUNG
- HÖHERE BEHANDLUNGS EFFEKTIVITÄT
- GERINGERE ERMÜDUNG FÜR DEN THERAPEUTEN
- VERBESSERUNG DES ERSCHEINUNGSBILDS VON PETECHIEN
- STIMULATION DER GEWEBE REGENERATION

4 UNTERSCHIEDLICHE FORMEN FÜR EINE GROSSE BANDBREITE AN BEHANDLUNGEN



DiaBlade Large

Werkzeug für untere Extremitäten und Rumpf.



DiaBlade Small

Werkzeug für obere Extremitäten und cervicale Behandlungen.



DiaTriggerPoint

Werkzeug zur Behandlung von Triggerpunkten.



DiaSpine

Werkzeug für Rückenbehandlung und Wirbel Mobilisierung.

DiaCaRe & FASZIEN TOOLS

DIE **NEUE ART** DER TECAR THERAPIE



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - IT



(+39) 0438 7933



info@globusitalia.com



tecarglobus.com | globuscorporation.com



Informationsmaterial für Ärzte und Therapeuten.
Die Abbildungen und technischen Merkmale dieser Broschüre sind unverbindlich und können vom Hersteller jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Weitere Informationen zu unseren Produkten und Behandlungen, Produktvideos und einen Händlernachweis, finden Sie auf unserer Website.

Rev. De_09_2019